


Withings Thermo



QUICK INSTALLATION GUIDE

SNABBINSTALLATIONSGUIDE

Läs bruksanvisningen före användning

EN | SV

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS THERMO

TACK FÖR ATT DU VÄLJER WITHINGS THERMO



Need help?

Behöver du hjälp?

→ withings.com/support/thermo

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides
Denna guide finns tillgänglig på ytterligare språk på: www.withings.com/guides


Box contents

Förpackningens innehåll

3



Protective cap
SV Skyddskåpa



Withings Thermo Thermometer
SV Withings Thermo termometer



2 AAA (LR03) batteries (already inserted)
SV 2 st AAA-batterier (LR03) (redan isatta)

How to install your Withings Thermo

Så installerar du Withings Thermo

1


Visit thermo.withings.com from your smartphone or tablet, and follow the instructions to install the Withings Thermo app.

SV Besök thermo.withings.com från din smartphone eller surfplatta och följ instruktionerna för att installera Withings Thermo-appen.

2

In the Thermo app, follow the instructions to install Thermo.

SV I Thermo-appen följer du instruktionerna för att installera Thermo.




How to take a temperature

Så här tar du temperaturen

1

Press the button to turn the thermometer on.

SV Tryck på knappen för att slå på termometern.



Clear any sweat or hair from the forehead before taking a measurement.

SV Ta bort svett och hår från pannan innan du gör en mätning.

2

Starting from the middle of the forehead, slowly scan straight across to the hairline, up to 1cm above the skin.

SV Börja från mitten av pannan och skanna långsamt rakt upp till hårfästet, upp till 1 cm över huden.



How to take a temperature

Så här tar du temperaturen

3

Thermo will vibrate twice when the measurement is complete.


SV Termometern vibrerar två gånger när mätningen är klar.



4

To assign the temperature to a user, scroll through names on the touch sensitive zone (1). Press the button to assign the reading (2).

SV För att registrera temperaturen på en användare, bläddrar du genom namnen på den pekkänsliga zonen (1). Tryck på knappen för att registrera värdet (2).




How to take a temperature

Så här tar du temperaturen

5

A colored LED indicates the fever level according to the user's age.


SV En färgad LED-lampa anger febernivån i enlighet med användarens ålder.



 No fever | Ingen feber

 Mild Fever | Lite feber

 High fever | Hög feber



Important advice



Viktigt råd

Person being measured must be indoors for 15 minutes prior to taking a reading. | Person being measured must have dry skin. If needed, dry with a towel prior to taking a reading. | Person being measured and the thermometer should be in the same ambient temperature for at least 15 minutes prior to taking a reading. | Person being measured should not have exercised within 15 minutes prior to taking a reading. | Don't take a measurement while or immediately after nursing a baby.

SV Personen som mäts måste vara inomhus i 15 minuter före avläsning. | Den person som mäts ska ha torr hud. Torka huden vid behov med en handduk före avläsning. | Den person som mäts och termometern ska vara i samma omgivningstemperatur i minst 15 minuter före avläsning. | Den person som mäts bör inte ha motionerat inom 15 minuter före avläsningen. | Mät inte under eller omedelbart efter amning.

Overview

Översikt

13

(A) Main button
SV Huvudknapp


(D) Touch-sensitive area
SV Pekkänsligt område

(B) Sensor
SV Sensor

(E) Diagnostic LED
SV Diagnos-LED

(C) Screen
SV Skärm

(F) Battery cover
SV Batterilock



US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings Thermo

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

SV Withings två (2) års begränsad garanti - Withings Thermo

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") garanterar Withings-märkt hårdvaruprodukt ("Withings-produkt") mot defekter i material och tillverkning när den används normalt i enlighet med Withings publicerade riktlinjer under en period av TVÅ (2) ÅR från datumet för slutanvändarens ursprungliga inköp ("Garantiperiod»). Withings publicerade riktlinjer omfattar men är inte begränsat till information som finns i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbstartsguiden. Withings garanterar inte att driften av Withings-produkten kommer att vara avbrottsfri eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa instruktionerna för Withings-produktens användning.



05192-16-09770

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”



EN Withings SA hereby declares that the device Withings Thermo is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance

SV Withings SA försäkrar härmed att enheten Withings Thermo uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta krav i EU-direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på: withings.com/compliance

Läge	Frekvensband (MHz)	Maximal utgångseffekt (dBm)
802.11 b/g/n	2412 - 2462	4.85
BT-LE	2402-2480	-4.01

The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment

Den överstrukna symbolen för papperskorg på din produkt, batteri och/eller tillbehör innebär att produkten klassificeras som elektrisk och elektronisk utrustning

WITHINGS

Withings Thermo | Smart temporal thermometer - Model: SCT01 - V1.0 | Withings Thermo | Smart panntermometer - modell: SCT01 - V1.0

© 2020 Withings SA. All rights reserved. © 2020 Withings SA. Alla rättigheter förbehållna.